



อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนเวียน

รุ่น WPE 45

อุปกรณ์มาตรฐาน การควบคุม

- ตัวควบคุม fuzzy-supported PID microprocessor ซึ่งประกอบด้วยระบบวิเคราะห์อัตโนมัติซึ่งมีระบบป้องกันความผิดพลาด
- solid state switching unit
- เซ็นเซอร์ Pt100 2 Class A ใน 4 - wire - circuit, ร่วมกันตรวจสอบและให้ประสิทธิภาพที่ค่าอุณหภูมิเดียวกัน
- เวลาดีจิตอลจาก 1 นาที ถึง 999 ชั่วโมงสำหรับ:
ON (การทำงานอย่างต่อเนื่อง)
DELAYED ON,
HOLD หรือ HOLD และตั้งอุณหภูมิให้ขึ้นอยู่กับ
กับระยะเวลาการ HOLD
- ปุ่ม · สามารถเปิดและปิดได้
- ปุ่ม · จะปิดเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม
- แสดงผลแบบดิจิตอล (LED) ในทุกค่าที่กำหนด ยกตัวอย่างเช่นอุณหภูมิและค่าเตือน (ความละเอียด 0,1 ° C) และค่าเวลา
- สะดวกในการ calibration ที่ตัวควบคุม
- มีสัญญาณเสียงและสัญญาณที่มองเห็นได้เมื่อสิ้นสุดโปรแกรม และเมื่อตอบรับข้อมูลที่ป้อนเข้า, เมื่อกรณีระดับน้ำต่ำ, ความร้อนจะปิด อัตโนมัติ

ระบบป้องกันอุณหภูมิสูงเกินไป

- ในกรณีที่อุณหภูมิสูงเกินไป เนื่องจากความระบอบผิดพลาด ความร้อนจะปิดที่ประมาณ 10 ° C เหนืออุณหภูมิที่ตั้งไว้(ค่าคงที่)
- ทำงานโดยอิสระ, ระบบป้องกันอุณหภูมิสูงเกินไป แบบอิเล็กทรอนิกส์ overtemperature TWW class 3.1 หรือ Limiter overtemperature TWB class 2 สามารถปรับตั้งค่าเมนูได้โดยลูกค้า
- ความละเอียด · การแสดงและการตั้งค่าความถูกต้อง :0,1 ° C ต่ำกว่า 99,9 ° C, 1 ° C เหนือ 100 ° C
- ระบบป้องกันแบบ Mechanical Temperature Limiter TB class 1 จะปิดระบบความร้อนที่ประมาณ 30° C มากกว่าอุณหภูมิสูงสุดของอ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิแบบหมุนเวียน

พื้นผิวสแตนเลส

- ยาว x กว้าง x สูง : 818 x 516 x 296 มิลลิเมตร
- วัสดุ 1.4301 (ASTM 304), ต้านทานการกัดกร่อน

รูปลักษณะภายใน – ระบบความร้อน

- ยาว x กว้าง x สูง : 590 x 350 x 220 มิลลิเมตร, 45 ลิตร
- ภายในง่ายต่อการทำความสะอาดทำจากสแตนเลส เสริมความแข็งแรงด้วยการจัดวางลอน 1.4301 (ASTM 304), เชื่อมด้วยเลเซอร์
- ป้องกันการกัดกร่อน – มีเนื้อที่ให้ความร้อนเป็นพื้นที่กว้างทั้งสามด้าน

ช่วงอุณหภูมิ

- จาก +10 ° C (แต่อย่างน้อย 15 ° C เหนือ ambient) ถึง +95 ° C

Voltage / Power Rating

- 230 V (+ / -10%), 50 Hz
- ca. 2.800 W (ขณะให้ความร้อน)

ข้อมูลการบรรจุ

- ปริมาณน้ำหนักสุทธิ 32 kg
- ปริมาณน้ำหนักรวมกล่อง 35 kg
- ขนาดกล่องโดยประมาณ กว้าง x สูง x ลึก :91 x 61 x 46 ซม.
- เครื่องจะต้องขนส่งในแนวตั้ง

พิกัดศุลกากร

- 8419 8998

ประเทศแหล่งกำเนิด

- สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

WEEE - Reg. - No

- DE 66812464



Malaysia - Thailand

ABSOTEC CO., LTD.

70/26 Moo 5, Lumlugga Klong 6, Bungkumploy,
Lumlugga, Pathumthani 12150 Thailand
Tel: +66 (0) 2532 6103
Tel: +66 (0) 2178 2553
Fax: +66 (0) 2532 6102
E-mail: enquiry@absotecthailand.com
URL: <http://www.absotecthailand.com>
URL: <http://www.greeninnotec.com>